



MONTEREY COUNTY PUBLIC HEALTH LABORATORY  
1270 NATIVIDAD RD, SALINAS, CA 93906  
(831) 755-4516

### INSTRUCTIONS FOR COLLECTING STOOL SPECIMENS FOR PARASITE EXAM

**Note:** Multiple specimens from the same individual should be collected 2-3 days apart.

1. Pass stool into or onto any clean container such as a coffee can, aluminum foil, wax paper, or newspaper. **DO NOT PASS DIRECTLY INTO TOILET OR ONTO THE GROUND.**
2. Using the spoon built into the cap, transfer portions of the stool to **BOTH** vials (especially areas that appear bloody or watery). Add sufficient sample to raise the liquid level of each vial to the red "fill" line.
3. Use the spoon to mix the feces thoroughly with the liquid preservative.
4. Tightly fasten the lid to the specimen container
5. Write patient's name and date of collection on specimen. Fill out the laboratory requisition.
6. Place specimen container inside plastic bag. Place laboratory requisition in sleeve outside of the bag.
7. Submit the specimen to the public health laboratory (at the above address), Monday thru Friday, 8:00 am - 5:00 pm.

#### Contents of kit:

1. Laboratory requisition
2. Collection instructions
3. 10% Formalin Fixative vial
4. Z-PVA Fixative vial



LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA  
DEL CONDADO DE MONTEREY  
NATIVIDAD RD. NO. 1270, SALINAS, CA 93906  
TEL. (831) 755-4516

### INSTRUCCIONES PARA COLECCIONAR MUESTRAS DE EXCREMENTO PARA EXÁMENES DEL PARÁSITOS.

**Nota:** La colección de muestras múltiples del mismo individuo, deben hacerse con un intervalo mínimo de 2-3 días.

1. Descargue el excremento dentro de un envase limpio; tal como un bote de café, papel de aluminio, papel encerado, o en papel de periódico. **NO LO ARROJE DIRECTAMENTE EN LA TAZA DEL INODORO O EN EL SUELO.**
2. Usando la cuchara que está en la tapa, traslade muestras del excremento del tamaño de la punta de su dedo, dentro del los frascos, (especialmente áreas que tienen sangre o demasiada agua). Agregue suficiente muestra hasta elevar el nivel de liquido a la línea roja (fill).
3. Usando la cuchara, mezcle muy bien el excremento con el líquido preservativo.
4. Cierre bien (apriete) la tapa del envase con la muestra.
5. Escriba el nombre del paciente y la fecha de colección en el envase y en la forma del LABORATORIO.
6. Coloque el envase con la muestra dentro de la bolsa. Coloque la forma del LABORATORIO en la manga que está afuera de la bolsa.
7. Entregue la(s) muestra(s) al Laboratorio de Salud Pública (a la dirección indicada arriba) dentro de las siguiente 24 hrs. lunes – jueves, 8:00 am - 5:00 pm.

#### En la bolsa se encuentra:

1. La forma del Laboratorio
2. Instrucciones para la colección
3. Envase con 10% Formalin Fixative
4. Envase con Z-PVA Fixative